

## Orbis Interdentalbürsten/halter Webinformationen

### A) Zweckbestimmung

Die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist nicht nur bei einem Gebiss mit ausschließlich gesunden Zähnen sinnvoll, sondern vor allem bei Situationen mit Füllungen, Kronen, Implantaten und Zahnspangen. Durch eine regelmäßige Reinigung wird das Risiko eines schädigenden Entzündungs-Prozesses z.B. Parodontose minimiert.

Orbis bietet für jeden Fall die ideale Interdentalbürste an.

### B) Produktbeschreibung

Interdentalbürsten für den Halter (IDBH), werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

- Der ergonomische Multi -Halter ist durch seine Flexibilität und Drehbarkeit besonders bequem in der Anwendung. Schwer erreichbare Zähne, sowie Implantate, Kronen etc. lassen sich so "rundum" gründlich reinigen.
- Der Standard - Halter ist speziell für die IDBH Interdentalbürsten konzipiert. Die Bürsten können wahlweise frontal oder abgewinkelt auf den Halter gesteckt werden.
- Der Combi - Halter mit minimalem Platzverbrauch. Ideal für die Reise oder einfach nur unterwegs.


Außerdem erhältlich sind die Interdentalbürsten mit festintegriertem Griff (IDBG). Ermöglicht einen sicheren Griff und kann gerade oder abgewinkelt benutzt werden.

Interdentalbürsten ohne Griff (IDB), haben einen plastifizierten Drahtkern.

IDBH und IDBG werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung, ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.

### C) a) Produktfoto: Interdentalbürsten für Halter IDBH

## Orbis Interdentälbürsten/halter Webinformationen



IDBH Interdentälbürsten für Halter						
Typ	Größe		Anzahl	Artikel-Nr.	Barcode	Preis
IDBH-T	Ø 2,2 mm	>0,55 mm	5	266676		2,99
			50	266677		24,95
IDBH-X	Ø 1,7 mm	>0,8 mm	5	266678		2,99
			50	266679		24,95
IDBH-O	Ø 2,0 mm	>0,9 mm	5	266680		2,99
			50	266681		24,95
IDBH-W	Ø 2,2 mm	>1,0 mm	5	266682		2,99
			50	266683		24,95
IDBH-GE	Ø 2,5 mm	>1,1 mm	5	266684		2,99
			50	266685		24,95
IDBH-GK	Ø 2,3 - 4,3 mm	>1,2 mm	5	266686		2,99
			50	266687		24,95
IDBH-RK	Ø 3,0 - 6,5 mm	>1,6 mm	5	266688		2,99
			50	266689		24,95

### b) IDBG: Interdentälbürsten mit Griff



IDBG Interdentälbürsten mit festintegriertem Griff						
Typ	Größe		Anzahl	Artikel-Nr.	Barcode	Preis
IDBG-W	Ø 2,8 mm		5	266671		3,19
IDBG-G	Ø 3,0 mm		5	266672		3,19
IDBG-GK	Ø 3,0 - 6,5 mm		5	266673		3,19
IDBG-B	Ø 5,0 mm		5	266674		3,19
IDBG-VK	Ø 4,0 - 7,5 mm		5	266675		3,19

### c) Halter für Bürstchen:

## Orbis Interdentälbürsten/halter Webinformationen



Halter					
Typ	Größe	Anzahl	Artikel-Nr.	Barcode	Preis
Standard Halter HB	Länge: 13,5 cm	1	266690		1,50
Combi Halter HC		1	266692		1,50
Multi Halter HM	Länge: 10,5 cm	1	266691		1,50

### d) Interdentälbürsten ohne Griff (IDB):



IDB Interdentälbürsten ohne Griff					
Typ	Größe	Anzahl	Artikel-Nr.	Barcode	Preis
IDB-W	Ø 2,8 mm	10	266666		3,99
IDB-G	Ø 3,0 mm	10	266667		3,99
IDB-GK	Ø 3,0 - 6,5 mm	10	266668		3,99
IDB-B	Ø 5 mm	10	266669		3,99
IDB-VK	Ø 4,0 - 7,5 mm	10	266670		3,99