

ORBIS 

# Bonden & Füllen mit 20 % Rabatt



Gültig: 01.03.–31.03.2018

# Bonden & Füllen mit 20% Rabatt



## Ätzel (Phosphorsäure)

Ätzel auf Basis 37%iger Phosphorsäure

2 x 1,4-ml-Spritze Ätzel, 3 Applikationskanülen	<b>149486</b>	9,45 €	<b>7,55 €</b>
9 x 1,4-ml-Spritze Ätzel, 25 Applikationskanülen	<b>149485</b>	31,90 €	<b>25,50 €</b>
Refill, 50 ml Ätzel, 10 Applikations-spritzen, 50 Applikationskanülen	<b>149487</b>	50,65 €	<b>40,50 €</b>



## ORBI-Bond AF

ORBI-Bond AF (acetonfrei) ist ein lichthärtendes gefülltes Einkomponentenadhäsiv auf Wasser-Ethanol-Basis

Flasche, 5 ml	<b>233907</b>	25,30 €	<b>20,20 €</b>
---------------	---------------	---------	----------------



## ORBI-Bond SE one

Selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponentenadhäsiv für direkte lichthärtende Restaurationen. Das Bonding ist lösemittelfrei und daher immer von gleichbleibender Qualität. Mit nur einer Schicht wird ein dauerhafter Verbund zum Zahn erzielt. Dank der optimierten Zusammensetzung wird eine extrem gute Haftung auf Schmelz und Dentin erreicht. Auf bearbeitetem Dentin wird die anhaftende Schmierschicht modifiziert und so Teil der aus Kollagen und Adhäsiv bestehenden Hybridschicht.

Flasche, 5 ml	<b>260698</b>	50,65 €	<b>40,50 €</b>
---------------	---------------	---------	----------------



## ORBI-HIFIL easy

ORBI-HiFil easy ist ein lichthärtendes Universal-Composit für Anterior-Posterior-Restaurationen

- Leicht modellierbar
- Klebt nicht am Instrument
- Basiert auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllungen
- Partikelgröße von 0,05 bis 1,5 µ
- Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 81 % Gewichtprozent und 65 % Volumenprozent
- Geeignet für alle Kavitäten

Farbe A2, Spritze 4,5 g	<b>260701</b>	16,90 €	<b>13,50 €</b>
Farbe A3, Spritze 4,5 g	<b>260702</b>	16,90 €	<b>13,50 €</b>
Farbe A3.5, Spritze 4,5 g	<b>260703</b>	16,90 €	<b>13,50 €</b>

%

0%

%

%

%

%

%

%

ab 16,75 €

20 %  
RABATT

nur 19,80 €

20 %  
RABATT

ab 4,20 €

20 %  
RABATT

## ORBI-HiFil supreme

Lichthärtendes Universal-Hybrid-Composite mit modernsten Nanofüllkörpern und optimierter chemischer Zusammensetzung, geeignet für alle klinischen Indikationen (Reparatur von Veneers aus Keramik oder Composite). Die Durchhärte tiefe mit üblichen Lampen beträgt mehr als 2 mm. Dank der variablen Transluzenz und der sehr guten Farbanpassung von HiFil supreme erzielen Sie mit den 6 verfügbaren Farben (VITA-Farbschlüssel) perfekte Ergebnisse. Das Material ist extrem robust gegen Umgebungslicht und erlaubt daher sehr angenehme Verarbeitungszeiten.

Farbe A1, Refill Spritze 4 g	<b>266800</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe A2, Refill Spritze 4 g	<b>266801</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe A3, Refill Spritze 4 g	<b>266802</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe A3.5, Refill Spritze 4 g	<b>266803</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe B2, Refill Spritze 4 g	<b>266804</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe C3, Refill Spritze 4 g	<b>266805</b>	20,95 €	<b>16,75 €</b>
Farbe A1, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266806</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>
Farbe A2, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266807</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>
Farbe A3, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266808</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>
Farbe A3.5, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266809</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>
Farbe B2, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266810</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>
Farbe C3, Refill PLT, 20 x 0,25 g	<b>266811</b>	29,90 €	<b>23,90 €</b>

pro PLT 0,25 g  
nur 1,20 €

## ORBI-Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Feinsthybrid-Composite in 4 VITA-Farben. Gleiche Chemie wie ORBI-HiFil, jedoch dünnere Viskosität. Ein ideales Material für minimalinvasive Restaurationen, erweiterte Fissurenversiegelungen, die Reparatur und das Verkleben von Composite- und Keramikverblendungen und die Verblockung gelockerter Zähne.

Farbe A1, Refill 2 x 2-g-Spritze	<b>168552</b>	24,80 €	<b>19,80 €</b>
Farbe A2, Refill 2 x 2-g-Spritze	<b>168571</b>	24,80 €	<b>19,80 €</b>
Farbe A3, Refill 2 x 2-g-Spritze	<b>168623</b>	24,80 €	<b>19,80 €</b>
Farbe A3.5, Refill 2 x 2-g-Spritze	<b>168572</b>	24,80 €	<b>19,80 €</b>

## ORBI-Applikationskanülen

Kanülen mit stumpfer Edelstahlschleife werden für die präzise Applikation von leicht fließenden (lichthärtenden) Materialien verwendet.

22 G, Ø 0,7 mm, 45°, Packung 25 Stück	<b>149511</b>	7,20 €	<b>5,75 €</b>
21 G, Ø 0,8 x 13 mm, 30°, Packung 20 Stück	<b>168735</b>	5,30 €	<b>4,20 €</b>
25 G, Ø 0,5 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück	<b>243488</b>	11,70 €	<b>9,35 €</b>
23 G, Ø 0,6 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück	<b>243489</b>	11,70 €	<b>9,35 €</b>
20 G, Ø 0,9 x 10 mm, 45°, Packung 100 Stück	<b>243490</b>	11,70 €	<b>9,35 €</b>
20 G, Ø 0,9 x 13 mm, 45°, Packung 100 Stück	<b>243491</b>	11,70 €	<b>9,35 €</b>
19 G, Ø 1,1 x 13 mm, 30°, Packung 100 Stück	<b>243492</b>	11,70 €	<b>9,35 €</b>

