

ORBIS 

PA-Instrumente

Jetzt **neu** im Sortiment!



Gültig: 01.05.–31.12.2017

PA-Instrumente

Höchste Qualität – made in Germany!

ORBI-Gracey Kùretten

Kùretten nach Gracey sind für subgingivale Konkremete (unterhalb des Zahnfleischsaumes gelegener Zahnstein) für die verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- ✓ Hohlgriff 8 mm
- ✓ Korrosionsbeständiger Edelstahl
- ✓ Superhart

- ✓ Perfekter Schliff für langanhaltende Schärfe
- ✓ Nickelfrei
- ✓ Arbeitsenden aufschleifbar
- ✓ Autoklavierbar



- Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich
- OK + UK
- Leichte Abwinkelung

Typ 1-2, Stück

252052

16,90



- Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich
- OK + UK
- Mittlere Abwinkelung

Typ 3-4, Stück

252053

16,90



- Für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen
- OK + UK
- Leichte Abwinkelung

Typ 5-6, Stück

252054

16,90



- Für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren
- OK + UK
- Mittlere Abwinkelung

Typ 7-8, Stück

252056

16,90



- Für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren
- OK + UK
- Starke Abwinkelung

Typ 9-10, Stück

252057

16,90



- Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren
- OK + UK
- Mittlere Abwinkelung

Typ 11-12, Stück

252058

16,90



- Für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren
- OK + UK

Typ 13-14, Stück

252059

16,90

Information: Aufbereitung von Medizinprodukten – Pflegehinweise für Handinstrumente, siehe www.orbis-dental.de

ORBI-Küretten Columbia

Scaler nach Columbia sind für supragingivale Konkremente (oberhalb des Zahnfleischsaumes gelegener Zahnstein) für den Frontzahnbereich und für den posterioren Bereich angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.



- Universalkürette für den Frontzahnbereich
- OK + UK

Columbia, Typ 2R/2L, Stück **256486** **16,90**



- Universalkürette für den Molarenbereich
- OK + UK

Columbia, Typ 4R/4L, Stück **256487** **16,90**

Parodontalsonde WHO

Furkationssonde mit rundem Griff, geeignet zum Erstellen des PS-Index. Abstufung: 3,5–5,5, 5–8, 5–11,5 mm

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- ✓ Mit Kugelspitze
- ✓ Spezielle biokompatible Farbbeschichtung, die nicht verblasst
- ✓ Autoklavierbar

- ✓ Korrosionsbeständiger Edelstahl
- ✓ Nickelfrei



Stück **256488** **10,95**

Jetzt neu im Sortiment!



