

Zweckinformation

Produkt: **Orbibite**

Anwendungsbereich/Zweckbestimmung:

Bissregistriermaterial auf A-Silikon Basis im Sicherheits-Kartuschensystem, standfest, thixotrop, sehr gut fräsbar und beschneidbar, dimensionsstabil.

Hohe Endhärte: Shore A 85-90

Farbe: gelb

Indikation:

Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur
Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen

Abbindezeiten:

Verarbeitungszeit: 30 Sek.

Mundverweildauer: 60 Sek.

Klassifizierungsregel

Bei dem Produkt handelt es sich gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.06.1993 über Medizinprodukte, Anhang IX, Regel 5 um ein Medizinprodukt der Klasse I.

Angewandte Normen

ISO 9001

ISO 13485

Artikelnummer

149646

Verpackung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

Münster, 2011-05-17

Anke Wieland
QM-Beauftragte