

Zweckinformation

Produkt: **Orbibite Scan**

Anwendungsbereich/Zweckbestimmung:

Additionsvernetzendes, scanbares Bissregistriermaterial mit hoher Thixotropie, ausgezeichneter Dimensionsstabilität, feiner Zeichnungsschärfe und exakter Detailwiedergabe. Das Material lässt sich sehr gut beschneiden und fräsen.

Orbibite Scan ist speziell für die Anwendung in CAD/CAM Systemen entwickelt worden. Die neuartige, spezielle Zusammensetzung bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von 3D erfassten Daten, z.B. Okklusionsflächen, Antagonisten, Präparationen. Zusätzlicher Einsatz von Puder entfällt.

Shore D45, Farbe: gelb

Verarbeitungszeit: 30 Sek.
Mundverweildauer: 30 Sek.

Klassifizierungsregel

Bei dem Produkt handelt es sich gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.06.1993 über Medizinprodukte, Anhang IX, Regel 5 um ein Medizinprodukt der Klasse I.

Angewandte Normen

ISO 13485
ISO 9001

Münster, 2011-03-01

i. A. Anke Wieland
QM-Beauftragte