

Zweckinformation

Produkt: **Orbibite Transpa**

Anwendungsbereich/Zweckbestimmung:

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymerisierendem, ästhetischem Komposit. Bei Verwendung als Bissregistriermaterial ist eine direkte sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses möglich, dank der sehr hohen Transparenz.

Endhärte: Shore A70
Mintgeschmack

Weitere Indikationen:

- Kauflächenstempel bei lichthärtenden Kompositrestaurationen
- Transfermatrix zur Befestigung von Brackets

Abbindezeiten:

Verarbeitungszeit: 30 Sek.
Mundverweildauer: 30 Sek.

Klassifizierungsregel

Bei dem Produkt handelt es sich gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.06.1993 über Medizinprodukte, Anhang IX, Regel 5 um ein Medizinprodukt der Klasse I.

Angewandte Normen

ISO 13485
ISO 9001

Münster, 2011-03-01

Anke Wieland
QM-Beauftragte