

Zweckinformation

Produkt: **Orbibite granit**

Anwendungsbereich/Zweckbestimmung:

Bissregistriermaterial der absoluten Spitzenklasse. Extra hart mit einer Endhärte von Shore D45.

Endhärte: Shore D45

Farbe: türkis

Indikation:

Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur
Fixierung von Stützstiftregistraturen und Bissverhältnissen mittels
Gesichtsbogen

Abbindezeiten:

Verarbeitungszeit: 30 Sek.

Mundverweildauer: 30 Sek.

Klassifizierungsregel

Bei dem Produkt handelt es sich gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.06.1993 über Medizinprodukte, Anhang IX, Regel 5 um ein Medizinprodukt der Klasse I.

Angewandte Normen

ISO 9001

ISO 13485

Artikelnummer

149649

Verpackung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

Münster, 2011-05-17

Anke Wieland
QM-Beauftragte